


Bondovací produkty

...bondujte co chcete, s čím chcete.

 Německá kvalita





CompleteDental

realizace a zásobování zubních laboratoří

Sebond Smart - metal primer

kvalitní a vyzkoušený bondovací prvek na kov

- Může být použit na všechny kovy a běžně dostupné kompozitní systémy.
- Není nutná polymerace.
- Stačí jedna vrstva.
- Bez zápachu.
- Zaručuje dlouhou životnost vazby beze spár.
- Balení 5 ml.



Sebond Smart 5 ml,
art. no. 640066




Sebond Pink

- pro barvení sedel skeletů

světlem polymerující bond opaquer s excelentními bondovacími vlastnostmi

- Dokonale pokryje kovové retence a sedla bez použití bondu.
- Jednoduchá aplikace.
- Balení 5 g – Pink světlý, Pink tmavý.



Sebond Pink light 5 g,
art. no. 644090
Sebond Pink dark 5 g,
art. no. 644091



Sebond Dentin


světlem polymerující bond opaquer v barvě dentinu

- Krytí viditelných kovových spon a retencí.
- Opaquer a základní nátěr v jednom.
- Výborně kryje, žádné šmouhy v pryskyřici.
- Není nutné použít bond.
- V 5ti odstínech – A3, A4, B1, C3, D2. Všechny odstíny mohou být míchány.

Pozn.: Opískujte povrch, který bude fazetován. Použijte písek 100 my, tlak 3 bary.
Vyčistěte proudem vody a důkladně vysušte.



Sebond Dentin A3 2 g, art. no. 644094
Sebond Dentin A4 2 g, art. no. 644095
Sebond Dentin B1 2 g, art. no. 644096
Sebond Dentin C3 2 g, art. no. 644098
Sebond Dentin D2 2 g, art. no. 644099



Sebond Smart Zr

inovativní bondovací prvek pro zirkon

- Chemická retence , mezi zirkonem a kompozitním materiálem.
- Balení 5 ml.



Sebond Smart Zr 5 ml,
art. no. 640068





Sebond Grip

doplňkový prvek pro mechanickou adhezi

- Univerzální chemická retence.
- Zabraňuje odštipování budoucího materiálu.
- Jednoduchá aplikace mezi Sebond Smart a opaquer.
- Konzistence (řidší – gelová), skvělá stékavost.
- Vyplní prostor mezi retenčními prvky.
- Vyšší hodnoty lepení, bez ohledu na to, jaký se použije opaquer.
- Může být použit na všechny kovy a ostatní kompozitní systémy.
- Balení 3 g.



Sebond Grip 3 g, art. no. 644092




dialog Bonding Fluid

univerzální bondovací prvek na pryskyřice

- Tekutiny pro lepší manipulaci a modelaci s pastou a flow.
- Spojuje jednotlivé vrstvy materiálu (pouze vlhčit štětec - modelovací nástroj!).
- Na frézované konstrukce a korunky nanášíme vrstvu fluidu a polymerujeme 30 sekund (plní funkci leptadla, pro další vrstvu materiálu flow – pasta).




Bonding Fluid 7 ml, art. no. 643922



Sebond Implant & Alphalink Implant

bondovací prvek na implantáty

- Sebond Implant - Bond, který připraví povrch zirkonu na pevné spojení.
- Alphalink – Kompozit, který spojí titanový interface se zirkonovým pahýlem.



CompleteDental

realizace a zásobování zubních laboratoří

Provozovna: Sulkovská 80, 569 92 Bystré

773 980 491
461 741 450

www.completedental.cz
eshop.completedental.cz

sklad@completedental.cz